


Filtre particulaire CF1 (lot de 2) HEPA H14

Références et type du filtre

HP	H12111021
----	-----------

Dimensions et poids

Dimensions du filtre	190 x 403 x 61 mm
Joint(s) débordant(s)	0
Poids du filtre	Env. 5 Kg



Constitution du filtre

Filtre HEPA H14	Structure métallique
	Maillage de fibres non tissées

Caractéristiques

Filtre HEPA H14	Filtration particulaire pour particules/poudres ou fumées
-----------------	---

Efficacité de filtration

Filtration particulaire	Efficacité de 99,995% selon méthode MPPS (Most Penetrating Particle Size) de la norme EN1822-1 : 1998
-------------------------	---

Avertissements

La garantie de votre protection n'est assurée qu'après approbation du laboratoire Erlab®.

Prenez contact avec votre fournisseur et bénéficiez du programme **ESP® (Erlab Safety Program)** pour une validation de l'adéquation du type de filtre et de vos applications.

- Ce filtre doit être conservé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.
- Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et une blouse pour la manipulation de ce filtre.