


## Filtre particulaire GF4 HEPA H14

### Références et type du filtre

|    |           |
|----|-----------|
| HP | H11074031 |
|----|-----------|

### Dimensions et poids

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dimensions du filtre  | 745.5 x 394.5 x 89.5 mm |
| Joint(s) débordant(s) | 0                       |
| Poids du filtre       | Env. 6 Kg               |



### Constitution du filtre

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Filtre HEPA H14 | Structure métallique           |
|                 | Maillage de fibres non tissées |

### Caractéristiques

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Filtre HEPA H14 | Filtration particulaire pour particules/poudres ou fumées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|

### Efficacité de filtration

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtration particulaire | Efficacité de 99,995% selon méthode MPPS (Most Penetrating Particle Size) de la norme EN1822-1 : 1998 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Avertissements

**La garantie de votre protection n'est assurée qu'après approbation du laboratoire Erlab®.**

Prenez contact avec votre fournisseur et bénéficiez du programme **ESP® (Erlab Safety Program)** pour une validation de l'adéquation du type de filtre et de vos applications.

- Ce filtre doit être conservé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.
- Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et une blouse pour la manipulation de ce filtre.