


Filtre particulaire HF4 ULPA U16

Références et type du filtre

U16	H11014061
-----	-----------

Dimensions et poids

Dimensions du filtre	757.5 x 406.5 x 89 mm
Joint(s) débordant(s)	0
Poids du filtre	Env. Kg



Constitution du filtre

Filtre ULPA U16	Structure métallique
	Maillage de fibres non tissées

Caractéristiques

Filtre ULPA U16	Filtration particulaire pour particules/poudres ou fumées
-----------------	---

Efficacité de filtration

Filtration particulaire	Efficacité de 99,99995% selon méthode MPPS (Most Penetrating Particle Size) de la norme EN1822-1 : 1998
-------------------------	---

Avertissements

La garantie de votre protection n'est assurée qu'après approbation du laboratoire Erlab®.

Prenez contact avec votre fournisseur et bénéficiez du programme **ESP® (Erlab Safety Program)** pour une validation de l'adéquation du type de filtre et de vos applications.

- Ce filtre doit être conservé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.
- Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et une blouse pour la manipulation de ce filtre.