
Filtre ULPA U16 pour la filtration de l'air pollué par des particules/poudres ou fumées.

Filtre particulaire GF4 ULPA U16

Références et type du filtre	
U16	H11074061

Dimensions et poids	
Dimensions du filtre	745.5 x 394.5 x 89.5 mm
Joint(s) débordant(s)	0
Poids du filtre	Env. Kg



Constitution du filtre	
Filtre ULPA U16	Structure métallique
	Maillage de fibres non tissées

Caractéristiques	
Filtre ULPA U16	Filtration particulaire pour particules/poudres ou fumées

Efficacité de filtration	
Filtration particulaire	Efficacité de 99,99995% selon méthode MPPS (Most Penetrating Particle Size) de la norme EN1822-1 : 1998

Avertissements

La garantie de votre protection n'est assurée qu'après approbation du laboratoire Erlab®.
Prenez contact avec votre fournisseur et bénéficiez du programme **ESP® (Erlab Safety Program)** pour une validation de l'adéquation du type de filtre et de vos applications.
- Ce filtre doit être conservé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.
- Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et une blouse pour la manipulation de ce filtre.

Données techniques non contractuelles. **Erlab®** D.F.S. S.A.S. se réserve le droit de modifier le présent document sans aucun préavis.
Toutes les marques citées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.